



VARI DRIVE

no limits
for disabled people



Maßgeschneiderte Spitzengeräte
für Profi- und Amateursportler

VARM DRIVE

Mobilität mit DRIVE!

Das neu entwickelte Anklemm-System ermöglicht erstmals das Ankoppeln von Prashberger Bikes an Faltrollstühle. Die Anbindung wurde konzipiert um eine möglichst starre und robuste Verbindung zwischen Rollstuhl und Bike herzustellen.

Durch die Variabilität des Systems ist es möglich die Anbindung an nahezu alle Faltrollstühle* anzupassen. Mit wenigen, einfachen Handgriffen kann das Bike in sekundenschnelle an und abgekoppelt werden.



Faltanbindung
(optional)

* Nicht möglich bei abnehmbaren Fußstützen!



Unser Schnellspannsystem ermöglicht ein schnelles und problemloses An- bzw. Abkoppeln an den Rollstuhl. Die Vorderräder des Rollstuhls werden dabei automatisch angehoben.

Technik:

- Antriebsrad 16" oder 20"
- Verschiedene Motoren wählbar (250 W 2-Gang oder 350 W)
- V-brake inkl. Feststellbremse
- Scheibenbremse
- Mit Falt- oder Starrrahmen-Anbindung lieferbar
- Lenkerhöhe stufenlos einstellbar

Option:

- Batterielicht
- Schutzblech
- versch. Lenker
- Ständer klappbar
- uvm



no limits

www.praschberger.com

VARI DRIVE



Technic:

- Traction wheel 16" or 20"
- Various engines selectable (250 W 2-Gear or 350 W)
- V-brake
- Disc brake
- Handlebar height adjustable

Options:

- Battery light
- Mudguard
- Connection frame for folding chairs
- Different handle bars
- Bikestand foldable
- And many more...

*no limits
for disabled people*

www.praschberger.com



Alois Praschberger Rolltechnik & Sport GmbH - Sebi 9 - A 6342 Niederndorf
Telefon +43 (0) 5373/42570 - Fax +43 (0) 5373/42570-10
e-mail: rolltechnik@praschberger.com